



HARVARD®

Harvard SuperSnap®

Vinilpolisiloksano atspaudinės medžiagos



Fast
as the
fastest!



EN

Naujos kartos atspaudinės medžiagos...

...Harvard SuperSnap® naujasis produktas apjungia visus privalumus iš praeitos kartos „Premium-Sil“ ir yra papildytas naujomis kietėjimo savybėmis

Ieškote kombinacijos tarp ilgo darbinio laiko ir trumpesnio kietėjimo burnoje?

- Tai leis jums sutaupyti laiko ir padidinti paciento komfortą.

Naudokite skirtingus kietėjimo laikus priklausant nuo klinikinės situacijos.

- Galimi 2 kietėjimo laikai: **Regular Snap** ir **Quick Snap**




Gausite tikslų atspaudą nuskaitymą..

- Harvard SuperSnap® pateikia ypač kontrastingas spalvas, tiksliai atspaudą įvertinimui.

Harvard SuperSnap® kaip visda, užtikrina:


- Puikios takumo savybės
- Didelį elastingumą ir stabilų matmenų išlaikymą
- Labai mažas susitraukimas
- Didelis hidrofiliškumas net mažiausių detalių atkūrimui
- Kaip jau įprasta: uogų kvapo!
- Tinkamas tiek 2 žingsnių dvifazei (putty-wash) technikai tiek 1 žingsnio vienfazei (sumuštinio) technikai.
- Skirtingas klampumas: Putty, Putty Soft, Heavy, Mono, Medium, Light
- Automatinis Putty masės maišymas

Rekomenduojamos produktų kombinacijos su Harvard SuperSnap®:

Technikos	Fazė 1	Fazė 2
2 žingsniai / 2 fazės putty-wash technika		
1 žingsnis / 2 fazės sumuštinio technika	 	
1 žingsnis / 1 fazė Vienfazis atspaudas		

Skaičiai kurie kalba už save!

Produktas	Darbinis laikas 23°C / 73°F (min: sek.)		Kietėjimo laikas burnoje (min: sek.)	
	Quick Snap	Regular Snap	Quick Snap	Regular Snap
Harvard SuperSnap® Light	1:10	1:45	1:15	1:45
Harvard SuperSnap® Medium	1:10	1:45	1:15	1:45
Harvard SuperSnap® Mono	1:10	1:45	1:15	1:45
Harvard SuperSnap® Heavy	1:10	1:45	1:15	1:45
Harvard SuperSnap® Heavy MaxiMix	1:10	1:45	1:15	1:45
Harvard SuperSnap® Putty Soft MaxiMix	-	1:45	-	1:45
Harvard SuperSnap® Putty Handmix	1:10	1:45	1:15	1:45
Harvard SuperSnap® Putty Soft Handmix	1:10	1:45	1:15	1:45
	Fast Set	Normal Set	Fast Set	Normal Set
Harvard PremiumSil (Light, Medium, Mono, Heavy)	1:10	1:45	1:30	2:30
Harvard PremiumSil (Putty, Putty Soft)	1:00	1:20	1:45	2:30
Harvard PremiumSil (Putty Soft MaxiMix)	-	1:20	-	2:30
	Super Quick	Regular Set	Super Quick	Regular Set
3M Imprint 4 Ultra Light	1:15	-	1:15	-
3M Imprint 4 Light	1:15	2:00	1:15	2:00
3M Imprint 4 Regular	1:15	2:00	1:15	2:00
3M Imprint 4 Penta Heavy	1:15	2:00	1:15	2:00
3M Imprint 4 Penta Putty	-	1:30	-	2:30



Quick Snap

Užsakymo informacija

Harvard SuperSnap®

Regular Snap

2 automatinio maišymo kartridžai po 50 ml, 12 maišymo antgaliukų 1:1

Light oranžinė 7083801

Medium žalia 7083811

2 automatinio maišymo kartridžai po 50 ml, 12 maišymo antgaliukų 1:1

Mono mėlyna 7083821

Heavy juoda-pilka 7083831

2 indeliai po 600 g, 2 maišymo šaukštai

Putty juoda 7083841

Putty Soft juoda 7083851

380 ml automatinio maišymo kartridžas, 10 maišymo antgaliukų

Putty Soft juoda 7083843

Heavy juoda 7083833

Quick Snap

2 automatinio maišymo kartridžai po 50 ml, 12 maišymo antgaliukų 1:1

Light oranžinė 7083802

Medium žalia 7083812

2 automatinio maišymo kartridžai po 50 ml, 12 maišymo antgaliukų 1:1

Mono mėlyna 7083822

Heavy juodai pilka 7083832

2 indeliai po 600 g, 2 maišymo šaukštai

Putty juoda 7083842

Putty Soft juoda 7083852

380 ml automatinio maišymo kartridžas, 10 maišymo antgaliukų

Heavy juoda-pilka 7083834

Maišymo antgaliukai

Harvard Auto-T 1:1 O-Yellow 7098000

50 vnt maišymo antgaliukų papildymas
Light, Medium – Regular / Quick

Harvard Auto-T 1:1 O-Green 7098010

50 vnt maišymo antgaliukų papildymas
Heavy – Regular / Quick

Harvard Auto-T 1:1 O-Pink 7098020

50 vnt maišymo antgaliukų papildymas
Mono – Regular / Quick

Harvard IntraTips yellow 7083619

50 vnt maišymo antgaliukų papildymas
Light, Medium – Regular / Quick

Harvard Maxi 5:1 Dynamic 7091400

50 vnt maišymo antgaliukų papildymas
2 bayonet rings for Putty Soft MaxiMix
Heavy – Regular / Quick MaxiMix

Harvard automatinis dispenseris 1:1 7095100

Harvard TraySive adhezyvas 7083753

10 ml buteliukas



1892
seit
HARVARD

"Harvard Dental international" neprisima atsakomybės už visas spausdinimo klaidas ir praleistus tekstus ar vertimo netikslumus. Prieš naudodami "Harvard" gaminius, kiekvieną atvejų reikia laikytis naudojimo instrukcijų. Visi matavimai yra vidiniai "Harvard Dental International" matavimai.



HARVARD®

Marke und Qualität seit 1892

Harvard Dental International GmbH
Margaretenstr. 2 - 4, 15366 Hoppegarten, Germany
Phone: + 49 (0) 30/99 28 978-0
Fax: + 49 (0) 30/99 28 978-19
info@harvard-dental-international.de

**ODONTOLOGIJOS
REIKMENYS**

Oficialus Harvard atstovas Lietuvoje:

UAB "Odontologijos reikmenys"
Veiverių g. 51 B, LT-46336, Kaunas, Lietuva
Tel.: +37063155308
El. paštas: info@oreikmenys.lt
www.oreikmenys.lt

www.harvard-dental.de



HARVARD®

Harvard SuperSnap®

Vinylpolysiloxane impression material

NEW

Fast
as the
fastest!



EN

Impression material of a new Generation...

...that is Harvard SuperSnap®. This product combines all the advantages of our previous Premium-Sil products with new setting properties.

You are looking for a combination of a long working time and a short oral setting-time

- This allows a stress-free workflow, time savings and increases patient comfort.

You want to use two different types of setting times depending on the clinical situation.

- Available in 2 snap-set variants: **Regular Snap** and **Quick Snap**



You want an exact readability.

- Harvard SuperSnap® offers new high-contrast colors for exact readability.

Harvard SuperSnap® offers as usual:

- Excellent flow properties
- High elastic recovery and dimension stability
- Excellent legibility
- Super hydrophilicity for perfect results and excellent reproduction of details
- As usual: very berry!
- Suitable for the sandwich technique and the putty-wash technique
- Different viscosities: Putty, Putty Soft, Heavy, Mono, Medium, Light
- Optimal kneadable consistency for the putty products

The recommended combinations of Harvard SuperSnap®:

Technique	Phase 1	Phase 2
2 steps / 2 phases putty-wash technique (Material application successively)		
1 step / 2 phases sandwich technique (Material application simultaneously)		
1 step / 1 phase Monophasetechnique		

Numbers that speak for themselves!

Product	Working time 23°C / 73°F (min: sec.)		Oral setting time (min: sec.)	
	Quick Snap	Regular Snap	Quick Snap	Regular Snap
Harvard SuperSnap® Light	1:10	1:45	1:15	1:45
Harvard SuperSnap® Medium	1:10	1:45	1:15	1:45
Harvard SuperSnap® Mono	1:10	1:45	1:15	1:45
Harvard SuperSnap® Heavy	1:10	1:45	1:15	1:45
Harvard SuperSnap® Heavy MaxiMix	1:10	1:45	1:15	1:45
Harvard SuperSnap® Putty Soft MaxiMix	-	1:45	-	1:45
Harvard SuperSnap® Putty Handmix	1:10	1:45	1:15	1:45
Harvard SuperSnap® Putty Soft Handmix	1:10	1:45	1:15	1:45
	Fast Set	Normal Set	Fast Set	Normal Set
Harvard PremiumSil (Light, Medium, Mono, Heavy)	1:10	1:45	1:30	2:30
Harvard PremiumSil (Putty, Putty Soft)	1:00	1:20	1:45	2:30
Harvard PremiumSil (Putty Soft MaxiMix)	-	1:20	-	2:30
	Super Quick	Regular Set	Super Quick	Regular Set
3M Imprint 4 Ultra Light	1:15	-	1:15	-
3M Imprint 4 Light	1:15	2:00	1:15	2:00
3M Imprint 4 Regular	1:15	2:00	1:15	2:00
3M Imprint 4 Penta Heavy	1:15	2:00	1:15	2:00
3M Imprint 4 Penta Putty	-	1:30	-	2:30



Order information

Harvard SuperSnap®

Regular Snap

2 automix cartridges ea. 50 ml, 12 mixing tips 1:1, 4 IntraTips yellow

Light orange 7083801

Medium green 7083811

2 automix cartridges ea. 50 ml, 12 mixing tips 1:1

Mono blue 7083821

Heavy black-grey 7083831

2 jars ea. 600 g, 2 spoons

Putty black 7083841

Putty Soft black 7083851

380 ml maximix cartridge, 10 dynamic mixers, 1 bayonet ring

Putty Soft black 7083843

Heavy black 7083833

Quick Snap

2 automix cartridges ea. 50 ml, 12 mixing tips 1:1, 4 IntraTips yellow

Light orange 7083802

Medium green 7083812

2 automix cartridges ea. 50 ml, 12 mixing tips 1:1

Mono blue 7083822

Heavy black-grey 7083832

2 jars ea. 600 g, 2 spoons

Putty black 7083842

Putty Soft black 7083852

380 ml maximix cartridge, 10 dynamic mixers, 1 bayonet ring

Heavy black-grey 7083834

Mixing Tips und Zubehör

Harvard Auto-T 1:1 O-Yellow 7098000

Refill bag with 50 Mischkanülen for
Light, Medium – Regular / Quick

Harvard Auto-T 1:1 O-Green 7098010

Refill bag with 50 Mischkanülen for
Heavy – Regular / Quick

Harvard Auto-T 1:1 O-Pink 7098020

Refill bag with 50 intra tips for
Mono – Regular / Quick

Harvard IntraTips yellow 7083619

Refill bag with 50 intra tips for
Light, Medium – Regular / Quick

Harvard Maxi 5:1 Dynamic 7091400

Refill bag with 50 dynamic mixers and
2 bayonet rings for Putty Soft MaxiMix
Heavy – Regular / Quick MaxiMix

Harvard Dispenser Automix 1:1 7095100

Harvard TraySive 7083753

10 ml bottle



1892
seit
HARVARD



HARVARD®

Marke und Qualität seit 1892

Harvard Dental International GmbH
Margaretenstr. 2 - 4, 15366 Hoppegarten, Germany
Phone: + 49 (0) 30/99 28 978-0
Fax: + 49 (0) 30/99 28 978-19
info@harvard-dental-international.de

Liability is excluded for all printing errors and omissions. Before using our Harvard products, the respective directions for use should be noticed in every case. All measurements are internal measurements of Harvard Dental International.

Harvard Distribution Partner.

www.harvard-dental.de